

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Suplemento Seletivo para Listeria (PALCAM)

SS-00729

Também conhecido como PALCAM · Listeria Selective Supplement (PALCAM)

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Suplemento antimicrobiano recomendado para o isolamento seletivo e a identificação de *Listeria monocytogenes*.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Polimixina B	50 000 UI	Ceftazidima	10,00 mg
Cloridrato de acriflavina	2,50 mg		
(por frasco, suficiente para 500 mL de meio)			

03 PREPARO

Reidratar assepticamente o conteúdo de 1 frasco com 5 mL de água destilada estéril e adicionar assepticamente a 500 mL de Ágar Base de Identificação de Listeria (PALCAM), Caldo Base de Identificação de Listeria (PALCAM) ou Ágar Base PALCAM para Listeria, estéreis e fundidos. Homogeneizar bem e distribuir conforme desejado.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.