

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Suplemento de Crescimento Middlebrook OADC

SS-00224

Também conhecido como Middlebrook OADC Growth Supplement

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Suplemento recomendado para o isolamento e o cultivo de micobactérias.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Albumina bovina fração V	2,50 g	Dextrose	1,00 g
Catalase	0,002 g	Ácido oleico	0,025 g
Cloreto de sódio	0,425 g	Água destilada	50,00 mL

(por frasco, suficiente para 450 mL de meio)

03 PREPARO

Aquecer o suplemento refrigerado até a temperatura ambiente. Agitar bem para formar suspensão uniforme.

Adicionar assepticamente 1 frasco a 450 mL de Ágar Base Middlebrook 7H9, Ágar Base Middlebrook 7H10, Ágar Base Middlebrook 7H10 especial, Ágar Base Middlebrook 7H11 ou Ágar Base Middlebrook 7H11 sem verde malaquita, estéreis, fundidos e resfriados a 45–50 °C. Homogeneizar bem e distribuir em tubos ou frascos estéreis com tampa de rosca.

Observação: agitar bem antes de usar. A presença de albumina bovina fração V no suplemento pode lhe dar aspecto opaco e, às vezes, turvo, o que não interfere na eficácia biológica do produto.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.

