

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Suplemento Oxford para Listeria, Modificado

SS-00323

Também conhecido como Oxford Listeria Supplement, Modified

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Suplemento antimicrobiano recomendado para o isolamento seletivo de espécies de *Listeria*.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Anfotericina B	5,00 mg	Sulfato de colistina	10,00 mg
Cloridrato de acriflavina	2,50 mg	Cefotetana	1,00 mg
Fosfomicina	5,00 mg		

(por frasco, suficiente para 500 mL de meio)

03 PREPARO

Reidratar assepticamente o conteúdo de 1 frasco com 5 mL de etanol a 50%. Homogeneizar delicadamente para dissolver e adicionar assepticamente a 500 mL de Meio Base Oxford para Listeria ou de Ágar Base Oxford para Listeria, estéreis e fundidos. Homogeneizar bem e distribuir em placas de Petri estéreis.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.