

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Suplemento Seletivo de Polimixina B

SS-00620

Também conhecido como Polymyxin-B Selective Supplement

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Suplemento antibiótico recomendado para o isolamento seletivo de diversos microrganismos.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Sulfato de polimixina B **50 000 UI**

(por frasco, suficiente para 500/1000 mL de meio)

03 PREPARO

Reidratar assepticamente o conteúdo de um frasco com 2 mL de água destilada estéril. Homogeneizar bem e adicionar assepticamente a 475 mL de Ágar Base *Bacillus cereus* estéril e fundido; ou a 450 mL de Ágar Base KG, Ágar Base MYP ou Ágar Base MYP modificado, junto com 25 mL ou 50 mL de

emulsão de gema de ovo, para um volume total de 500 mL; ou a 500 mL de Ágar SDS, Caldo Base Sal Polimixina, Ágar Base Staph modificado, Meio Base Caseína-Soja sem polimixina, Ágar Base *Bacillus cereus* MYP ou Ágar Base *Bacillus cereus* PEMBA, junto com 50 mL de emulsão de gema de ovo. Homogeneizar bem e distribuir em placas de Petri ou tubos estéreis.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.