

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Telurito de Potássio a 1%

SS-00927

Também conhecido como 1% Potassium Tellurite Solution

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Recomendado para o isolamento seletivo de estafilococos e corinebactérias.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Telurito de potássio	0,1 g	Água destilada	10,00 mL
----------------------	-------	----------------	----------

03 PREPARO

Aquecer o frasco refrigerado até a temperatura ambiente. Adicionar na quantidade adequada a Ágar Base Baird-Parker, Ágar Base Vogel-Johnson sem telurito, Caldo Base Mycoplasma com cristal violeta, Ágar Base TPEY, Ágar Base Telurito Glicina, Meio Base para Cólera, Ágar Base Dextrose Proteose Peptona, Ágar Base Cistina Telurito, Ágar Base de Virulência de Difteria, Ágar Base Triptona Telurito, Caldo Base de Enriquecimento Baird para Staphylococcus, Ágar Base Sangue Telurito, Ágar Base Mitis Salivarius, Meio Base de Monsur ou Caldo Giolitti-Cantoni, estéreis, fundidos e resfriados a 45-50 °C, conforme desejado. Homogeneizar bem e distribuir em placas de Petri ou tubos estéreis.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.