

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Suplemento Seletivo de Cloranfenicol

SS-01024

Também conhecido como Chloramphenicol Selective Supplement

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Suplemento antibiótico recomendado para o isolamento seletivo de leveduras e bolores.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Cloranfenicol	50,00 mg
---------------	----------

(por frasco, suficiente para 500 mL de meio)

03 PREPARO

Reidratar assepticamente o conteúdo de 1 frasco com 2 mL de etanol. Homogeneizar bem e adicionar assepticamente a 500 mL de Ágar Base SABHI, Ágar Base Rosa Bengala Cloranfenicol, Meio Base Dicloran com Rosa Bengala, Meio Base de Diferenciação de *Aspergillus*, Ágar Base DG18 ou Ágar Base DRBC, estéreis e fundidos. Homogeneizar bem e distribuir em placas de Petri estéreis.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.