

SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

Emulsão de Gema de Ovo com Telurito (100 mL por frasco)

SS-01123

Também conhecido como Egg Yolk Tellurite Emulsion (100 ml per vial)

FRASCO

500 g

01 APLICAÇÃO

Emulsão estéril e estabilizada de gema de ovo com telurito, recomendada para a identificação de espécies de *Staphylococcus*.

02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Gema de ovo	30,00 mL	Solução salina estéril	64,00 mL
Solução estéril de telurito de potássio a 3,5%	6,00 mL		
(100 mL por frasco)			

03 PREPARO

Aquecer a emulsão de gema de ovo com telurito refrigerada a 40–45 °C. Agitar bem para obter emulsão uniforme (sob refrigeração, a emulsão tende a formar camadas ou pequenos grumos). Adicionar assepticamente 50 mL a 950 mL de Ágar Base Baird-Parker ou de Ágar Baird-Parker com sulfamida, estéreis e fundidos. Homogeneizar bem e distribuir em placas de Petri estéreis.

04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material

que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.

